


10. Cotas espaciales del elevador

En la siguiente imagen se pueden observar las cotas del elevador METALU S-400 desde el perfil de una piscina estándar, unidades en milímetros [mm].




Cotas de una vista lateral del elevador S-400.

* La distancia del elevador al borde de la piscina puede oscilar entre 50 mm y 120 mm, por lo que se ha acotado una distancia media de 80 mm. Las cotas marcadas con ** dependen de este valor.

** Las cotas dependen del valor de la cota de la marca del comentario anterior (cota de 80 mm).

En la siguiente imagen se pueden observar las cotas del elevador METALU S-400 desde una vista en planta para una piscina estándar, unidades en milímetros [mm].




Cotas de una vista en planta del elevador S-400.

El elevador tiene un diseño pensado para el fácil transporte y almacenamiento, por ello la base tiene una dimensiones de 730 mm para poder pasar por una puerta estándar (quitando fácilmente la silla del elevador).



En el espacio tridimensional las posiciones críticas del elevador son las mostradas en la siguiente imagen.



Cotas del espacio tridimensional del elevador S-400.

MANUFACTURAS METÁLICAS LUISIANERAS, S.L.

Ascensor acuático a batería modelo METALU S-400

Manual y certificados

Dirección: Polígono Industrial Los Motillos, C/ Madrid n.º 11 naves A, C, D, G, H, 41430.

Localidad: La Luisiana (Sevilla).

CIF: B – 41834508

Teléfono principal: +34 955 907 784

Página web: www.ascensoracuatico.com

Correo electrónico: info@ascensoracuatico.com

Contactos para consultas técnicas:

- Teléfono: +34 613 165 661
- Correo: soporte1@ascensoracuatico.com



Otra documentación disponible:



Colocación del elevador



Despiece y solución de
problemas



Complementos
adicionales